




DATA : / / TIPO RICHIESTA Conto visione Prova con specialista

NOTE EVENTUALI:

B Basic ISO 18.09.39.006 PREVENZIONE ●●●○○ STABILIZZAZIONE ●●●○○

DESCRIZIONE

- Base preformata in espanso dallo shape decisamente pronunciato con scarico passivo coccigeo a portanza incrementale per una migliore distribuzione pressoria
- Rivestimento in memory foam POLAR bugnato da 2 cm che accentua le caratteristiche preventive e dona una immediata sensazione di comfort




*in una misura di larghezza compresa tra 36 e 50

MISURE	CODICE	PREZZO	CONF.
36x41	BB3641-P		<input type="checkbox"/>
40x41	BB4041-P		<input type="checkbox"/>
45x41	BB4541-P		<input type="checkbox"/>
50x41	BB5041-P		<input type="checkbox"/>
36x46	BB3646-P		<input type="checkbox"/>
40x46	BB4046-P		<input type="checkbox"/>
45x46	BB4546-P		<input type="checkbox"/>
50x46	BB5046-P		<input type="checkbox"/>
*Su misura	BB5M-P		<input type="checkbox"/>

B Flow ISO 18.09.39.006 PREVENZIONE ●●●○○ STABILIZZAZIONE ●●●○○

DESCRIZIONE

- Base preformata in espanso dallo shape decisamente pronunciato con scarico passivo coccigeo a portanza incrementale per una migliore distribuzione pressoria
- Sacca gel a settori con fluido ad alta inerzia termica, posizionata nella zona ischio sacrale, che minimizza gli sbalzi caldo/freddo intensi



*in una misura di larghezza compresa tra 36 e 50

MISURE	CODICE	PREZZO	CONF.
36x41	BF3641-P		<input type="checkbox"/>
40x41	BF4041-P		<input type="checkbox"/>
45x41	BF4541-P		<input type="checkbox"/>
50x41	BF5041-P		<input type="checkbox"/>
36x46	BF3646-P		<input type="checkbox"/>
40x46	BF4046-P		<input type="checkbox"/>
45x46	BF4546-P		<input type="checkbox"/>
50x46	BF5046-P		<input type="checkbox"/>
*Su misura	BF5M-P		<input type="checkbox"/>

B Cell	ISO 18.09.39.006	PREVENZIONE ●●●●●	STABILIZZAZIONE ●●●○○		
DESCRIZIONE <ul style="list-style-type: none"> • Base preformata in espanso dallo shape decisamente pronunciato • Inserto a bolle d'aria a 1 valvola, realizzato in caucciù naturale, con possibilità di installazione, se necessario, • dell'isolatore di celle, che permette lo scarico completo di una zona specifica • Rivestimento in memory foam POLAR da 1 cm che ne accentua le caratteristiche tecniche specifiche 		MISURE	CODICE	PREZZO	CONF.
		36x46	BC13646-P		<input type="checkbox"/>
		40x46	BC14046-P		<input type="checkbox"/>
		45x46	BC14546-P		<input type="checkbox"/>
		50x46	BC15046-P		<input type="checkbox"/>
		*Su misura	BC15M-P		<input type="checkbox"/>
		*in una misura di larghezza compresa tra 36 e 50			

B Cell Duo	ISO 18.09.39.006	PREVENZIONE ●●●●●	STABILIZZAZIONE ●●●●○		
DESCRIZIONE <ul style="list-style-type: none"> • Base preformata in espanso dallo shape decisamente pronunciato • Inserto a bolle d'aria a 2 valvole, realizzato in caucciù naturale, con possibilità di installazione, se necessario, • dell'isolatore di celle, che permette lo scarico completo di una zona specifica • Rivestimento in memory foam POLAR da 1 cm che ne accentua le caratteristiche tecniche specifiche 		MISURE	CODICE	PREZZO	CONF.
		36x46	BC23646-P		<input type="checkbox"/>
		40x46	BC24046-P		<input type="checkbox"/>
		45x46	BC24546-P		<input type="checkbox"/>
		50x46	BC25046-P		<input type="checkbox"/>
		*Su misura	BC25M-P		<input type="checkbox"/>
		*in una misura di larghezza compresa tra 36 e 50			

NOME	TIPOLOGIA	✓ = disponibile X = non disponibile	b.Basic	b.Flow	b.Cell	b.Cellduo	U.M.	CODICE	PREZZO	CONF.
Fodere		Fodera traspirante BLIZZARD (Standard)	✓	✓	✓	✓	PZ	FTRCS-P		<input type="checkbox"/>
		Fodera bielastica impermeabile	✓	✓	✓	✓	PZ	FBICS-P		<input type="checkbox"/>
		Fodera traspirante e trattamento idrofobo AQUAZERO	✓	✓	✓	✓	PZ	FAQCS-P		<input type="checkbox"/>
		Fodera traspirante BLIZZARD - AGGIUNTIVA	✓	✓	✓	✓	PZ	FTRCA-P		<input type="checkbox"/>
		Fodera bielastica imperm. - AGGIUNTIVA	✓	✓	✓	✓	PZ	FBICA-P		<input type="checkbox"/>
		Fodera traspirante e trattamento idrofobo AQUAZERO - AGGIUNTIVA	✓	✓	✓	✓	PZ	FAQCA-P		<input type="checkbox"/>
Accessori		Tasca portaoggetti	✓	✓	✓	✓	PZ	TAPO-P		<input type="checkbox"/>
		Inserto posturale modellabile Stabilizzazione dopo istallazione	✓	✓	✓	✓	PZ	IPM-P		<input type="checkbox"/>
		Misura (in cm): 36 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/>	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●●				